

## **INTELECT MOBILE ULTRASOUND**

- Frecuencias de 1 y 3 MHz.

Funcionamiento de terapia pulsada y continua (10%, 20%, 50% y 100%).

Salidas de ciclo de trabajo variable de 16 Hz, 48 Hz, o 100 Hz.

Protocolos clínicos, aplicación y juego de parámetros más apropiado para la situación del paciente

### **Especificaciones**

Peso del producto : 2.3 kg

Longitud del producto : 33 cm

Anchura del producto : 29 cm

Altura del producto : 16.3 cm

Peso del envío : 5 kg ()

Longitud del envío : 38.1 cm

Anchura del envío : 40.6 cm

Altura del envío : 27.9 cm

Red eléctrica :

120-240 V, 50-60Hz

Pruebas de seguridad :

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5

Clase eléctrica :

Clase 1, Tipo B