

## NEWPORT 3

El **Newport 3** es un innovador y efectivo sistema de cadera cuyo diseño obedece al resultado de años de innovación en lo que a ortesis post-operatorias de cadera se refiere.

Los materiales empleados en su fabricación hacen de él un producto ligero que dotan a éste de una comodidad de uso total. Su sistema modular permite la posibilidad de combinar componentes para lograr un soporte perfecto, adaptado a cada paciente.

El nuevo componente pélvico patentado elimina la necesidad de disponer de distintos modelos para cada sexo, ya que es válido tanto para hombre como para mujer.

El Newport 3 introduce la novedad del cierre regulable "Clic'n Close" que facilita el ajuste a cada tipo de cintura. Los componentes de las crestas ofrecen una presión continua y no puntual en toda la superficie pélvica.

La articulación de cadera Virtual Hip Joint es fácilmente regulable en aducción con intervalos de 7,5 grados en cada muesca. También es muy sencilla la fijación de la flexión y extensión hasta 120°, en escalas de 10°.



### Características:

- Sistema de cierre Fixlock en muslo y pelvis, de fácil colocación y ajuste.
- Control de la rotación externa e interna
- Diseño de bajo perfil pélvico en lado no involucrado
- Tecnología patentada de disco que se ajusta fácilmente para el desarrollo de la cadera.
- Sistema de cierre "Click and Close" que facilita un fácil cierre y ajuste.
- Laga extensión trocantérica en el lado afectado.
- Ajustes de abducción, aducción, flexión y extensión.

### Indicaciones:

- Procesos de revisión de cadera.
- Artoplastias.
- Luxaciones.
- Patologías crónicas degenerativas.
- Desordenes de la cadera no operables.
- Post-quirúrgicos.

## NEWPORT PEDIÁTRICO

Newport para uso infantil, compuesto por cesta pélvica, articulación virtual plus y muslera en termoplástico ajustable. Control idóneo de la flexo extensión, adducción y abducción.



### Indicaciones:

- Niños con tendencia a la subluxación de la cadera haciendo uso de las actividades diarias.
- Procesos post-operatorios en los que sea necesaria una estabilización de la cadera.

También disponible barra abductora realabe de muy fácil adaptación

