



**ORLIMAN®**

*Avanzando por tu bienestar*

# Novedades Orliman

**NUEVAS ORTESIS TEXTILES CON ALMOHADILLAS VISCO-ELÁSTICAS**




## Codisil®

Ref: 8301 (Beige) / Ref: 9301 (Negra)

### CODERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS VISCO-ELÁSTICAS

*Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable por medio del tricotaje plano, incorpora dos almohadillas visco-elásticas con forma anatómica que redistribuyen la compresión en el epicondilo y la epitroclea.*

TALLA	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
PERÍMETRO EN CM	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31



La toma de medidas debe de realizarse a 12 cm. de largo a partir del codo.



## Tobisil®

Ref: 8401 (Beige) / Ref: 9401 (Negra)

### TOBILLERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS VISCO-ELÁSTICAS

*Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable por medio del tricotaje plano, incorpora dos almohadillas visco-elásticas con forma anatómica que redistribuyen la compresión del vendaje desde los maléolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor.*

TALLA	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
PERÍMETRO EN CM	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29



A 2cm por encima de maléolos