



LÍNEA DE ARNESES



ARNÉS DE IMANES

Ref: 1010

Características

Pacientes con alteración de sus facultades psíquicas o físicas que precisan de una sujeción parcial o total limitando o impidiendo movimientos de miembros inferiores, superiores y de tronco con la finalidad de evitar caídas, arrancamiento de goteros, deslajos de la cama, especialmente aquellos que se encuentran en cuidados intensivos, servicios de urgencia, geriátricos, psiquiatría, etc. que requieren de sistemas de sujeción diseñados específicamente para pacientes encamados y que nos garanticen un control del mismo seguro, y cómodo. Permitiendo a su vez regular la libertad de movimientos e impidiendo al paciente la posibilidad de liberarse por sí mismo siendo cómodo y sencillo de utilizar por los cuidadores y personal sanitario.


Fabricado en poliéster 100%, el cinturón pélvico posee en sus laterales pasadores metálicos para incorporar las cintas de regulación del rango de rotación del paciente. Sistemas de cierre magnéticos adaptados a estos arneses facilitarán la rápida y cómoda colocación del dispositivo evitando la manipulación por parte del propio paciente o personas no autorizadas.

Indicaciones

Indicado en pacientes encamados, en los que se requiere un control de su movilidad y permanencia en la cama y que permite a su vez pequeños cambios posturales de rotación, hacia la derecha o hacia la izquierda.

Color Blanco.

TALLAS	S/1	L/2
CM	70-115	115-140
MEDIDAS	Hasta camas de ancho 150	



El sistema de cierre magnético Arnetec-Fix esta formado por 3 componentes:

- 1- Vástago metálico con ranura de anclaje.
- 2- Botón prisionero con mecanismo de fijación.
- 3- Liberador magnético que permite su apertura.



ACCESORIOS



BOTÓN MAGNÉTICO PARA ARNÉS DE IMANES

Ref: 1101

Color Azul.
Envase 1 unidad.



LLAVE MAGNÉTICA PARA ARNÉS DE IMANES

Ref: 1102

Color Azul.
Envase 1 unidad.



español **Arnetec®**
LÍNEA DE ARNESES



español **Arnetec®**
LÍNEA DE ARNESES



ORLIMAN
Productos ortopédicos
C/ Camí del Bony s/n - Pol. Ind. de Catarroja
Aptdo. de correos 190 - 46470 Valencia - España (Spain)
Tel. 0034 96 126 62 23 - Fax. 0034 96 126 62 18
www.orliman.com - orto@orliman.com
Export mail: export@orliman.com





Diversas alteraciones funcionales de tipo físico o psíquico producen inestabilidades en pacientes con sedestación y encamados que requieren dar una respuesta fiable obteniendo a la vez la seguridad y el confort necesario y que faciliten la labor de los cuidadores formales y profesionales dedicados al cuidado de dichos pacientes.

Períodos largos de sedestación en sillas de ruedas u otro tipo de mobiliario, encamados o cualquier sistema de transporte puede producir inestabilidad en algunos pacientes dando como resultado desplazamientos, posturas incorrectas, desequilibrios posturales que en algunos casos pueden dar como resultado lesiones no deseadas.

Los arneses de sujeción postural Armetec, nos provee una gama completa de dispositivos necesarios para dar respuesta a los distintos problemas que se nos presentan, contemplando como principales objetivos la comodidad del paciente. Gracias a los materiales en que están confeccionados los sistemas de sujeción y regulación, tejidos acolchados de tacto agradable, obtenemos el control necesario permitiendo los cambios posturales en este tipo de pacientes.

Todos los modelos están fabricados en material rígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), a excepción del modelo de imanes confeccionado en poliéster 100%.

Con la finalidad de facilitar la adaptación y colocación de los arneses los correajes se encuentran identificados mediante un código de colores, esto permitirá ensamblar correctamente las distintas cinchas según su función y posición facilitando con ello una correcta y fácil adaptación. Se puede pedir aparte como accesorio cincha de prolongación en el caso de ser necesarios para una silla, cama o sillón de mayor ancho (ref:1100).



ACCESORIOS



CINCHA DE PROLONGACIÓN

Ref: 1100

Características

Cincha de prolongación en el caso de ser necesarios para una silla, cama o sillón de mayor ancho, (mínimo 9 cm, máximo prolongación 85 cm). Excepto modelo de imanes ref:1010.

Color Negro.

Envase 1 unidad.



ARNÉS CHALECO CON CREMALLERA

Ref: 1000

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación.

En la zona pectoral dispone de cremallera para facilitar la colocación del arnés chaleco permitiendo la adaptación sin desajustar las cinchas de sujeción.

Indicaciones

Indicado en pacientes con inestabilidades antero-laterales pudiendo ser adaptado a silla de ruedas, sillas, sillones de descanso, incluyendo vehículos de transporte.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	79-168	89-178



ARNÉS ABDUCTOR DE PIERNAS

Ref: 1003

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), compuesto por una placa lumbar con cinchas y hebillas para fijación en el respaldo de la silla o sillón, se desplaza por debajo de los glúteos hacia el perine abrazando los muslos de su interior hacia las caderas. En los extremos inferiores nacen las cinchas para muslos con correas de ratier en su extremo y hebillas de cierre y pasadores para regular su ajuste.

Cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación.

Indicaciones

Indicado en pacientes que precisen mantener ambas piernas en abducción permanente.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	79-168	89-178



ARNÉS CHALECO

Ref: 1001

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación.

Indicaciones

Indicado en pacientes con inestabilidades antero-laterales pudiendo ser adaptado a silla de ruedas, sillas, sillones de descanso, incluyendo vehículos de transporte.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	79-168	89-178



CINTURÓN ABDOMINAL

Ref: 1004

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico que sujeta al paciente a la silla de ruedas u otro sistema de descanso en sedestación (silla/ sillones), permitiendo plena libertad de movimiento de la zona cervico dorsal.

Indicaciones

Indicado en pacientes con buen control antero lateral durante la sedestación con tendencia a deslizarse del asiento.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	86-164	96-174



ARNÉS CHALECO CON PIEZA PERINEAL

Ref: 1002

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón abdominal unido a peto con hombreras y cincha perineal, en cuyos extremos posee cincha de ratier con pasador y sistema de cierre que permite regular la sujeción deseada.

Indicaciones

Indicado en pacientes con inestabilidad antero-lateral y tendencia a deslizarse del asiento, pudiendo ser adaptado a sillas de ruedas, sillas o sillones de descanso, incluyendo vehículos de transporte.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	79-168	89-178



CINTURÓN ABDOMINAL Y PIEZA PERINEAL

Ref: 1005

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico con cincha perineal que a la vez que sujeta al paciente a la silla de ruedas u otro sistema de descanso (silla/ sillones), permite plena libertad de movimiento de la zona cervico dorsal.

Indicaciones

Indicado en pacientes con buen control antero lateral durante la sedestación pero con tendencia a deslizarse del asiento.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	94-182	104-192



ARNÉS SUJECCIÓN A CAMA

Ref: 1011

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Compuesta por 2 bandas superpuestas entre sí mediante cinchas de ratier.

Indicaciones

Indicado en pacientes encamados que precisan una sujeción que evite caídas o ausencia de la cama no deseadas permitiendo a su vez al paciente giros de un cuarto de vuelta a derecha o izquierda impidiendo posibles caídas.

Color Azul.

TALLAS	S/1	L/2
CM	70-115	115-140



ARNÉS DE MUÑECA

Ref: 1007

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre.

Indicaciones

Indicado en pacientes que precisan una sujeción completa a la cama, silla o sillón evitando la libertad de las manos fijándolos de forma relajada o firme, pudiendo utilizarse en una sola mano o ambas.

Color Azul.

TALLAS	UNIVERSAL
CM	UNIVERSAL

LÍNEA DE ARNESES



ARNÉS DE TOBILLO

Ref: 1008

Características

Fabricado en material semirígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre.

Indicaciones

Indicado en pacientes que precisan una sujeción completa a la cama silla o sillón evitando la libertad de tobillos fijándolos de forma relajada o firme pudiendo utilizarse una sola tobillo o ambos.

Color Azul.

TALLAS	UNIVERSAL
CM	UNIVERSAL