

MÁXIMA COMODIDAD Y ESTABILIZACIÓN

Tradicionalmente, las férulas de mano y muñeca se realizan en termoplástico, cuando se quiera obtener una máxima rigidez e inmovilización de las articulaciones susceptibles de tratamiento, teniendo como contrapartida la falta de transpiración.

Orliman propone la nueva muñequera con férula palmar Manutec® Fix, en la que combinamos un soporte básico confeccionada en tejido de última generación (tricapa: foam, velour, espuma) proporcionándonos una perfecta adaptación, confort y transpiración.

La muñequera esta ensamblada a un soporte de aluminio maleable y pletinas medial- lateral conformadas anatómicamente para su adaptación, las cuales se encargaran de proporcionarnos la completa inmovilización, permitiendo a la vez la posibilidad de modificar ligeramente su posición. De diseño bilateral puede ser adaptada tanto para la mano izquierda o derecha.

Más información en www.orliman.com