

SILLA DE ALUMINIO PLEGABLE
MODELO VENETTO

REF. 1420SR

REF. 1422SR

Anchos disponibles: 41, 43 y 45 cms.

Características:

- Chasis plegable de aluminio
- Asiento fijo con cojín incluido de 5 cm. de grosor y cinturón de seguridad
- Reposabrazos corto extraíble y abatible
- Reposapiés de plástico, desmontable, con talonera de plataforma independiente, regulables en altura y plegables hacia el interior
- Ruedas delanteras 200
- Rueda trasera neumática de 600 con radios de metal o 315 con radios de poliuretano
- Respaldo plegable con bolsa portadocumentos
- Freno de aluminio
- Colores: silver y Burdeos

Opcional:

- Reposapiés elevable
- Reposabrazos completo
- Barra portasueros
- Asiento WC.