

# Power Pack

POWER PACK (1750 CM)

¡Fácil y cómodo de usar!



Vista delantera



Vista trasera

Teyder S.L. amplía su gama de productos para cubrir mejor las necesidades de sus clientes.

- Instalación muy simple en cualquier silla.
- Diseño de doble rueda con capacidad para trasladar 135 Kg., incluso sobre hierba mojada o grava suelta.
- Velocidad regulable para adaptarlo a su paso y una autonomía idónea para el día a día.
- Gracias a su diseño cabe en cualquier bolsa de viaje y su ligero cargador externo permite recargarlo en cualquier lugar, permitiendo una movilidad extra.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad máxima	5 km/h
Autonomía	16 kms
Motor	DC12V-75W-280W
Batería	12V / 20AH
Cargador	1,5 A externo
Ruedas	8" - 20 cms de Poliuretano
Peso soportado	135 Kgs
Tamaño	300x200x245
Peso de la base	6,4 Kg
Peso de la batería	6,8 Kg
Peso Total	13,2 Kg
Ancho silla que permite su uso	desde 36 cm hasta 51 cm



Merits, empresa pionera en la fabricación de productos de alta calidad, y Teyder, han establecido un acuerdo de comercialización de productos bajo la marca Teyder&Merits. Con este acuerdo Teyder, incrementa y complementa la gama de productos textiles que viene fabricando desde 1988, mejorando así la oferta y el servicio a todos sus clientes.

Teyder, S.L. C/Tibidabo 44-52 Tel. 93.381.90.11 Fax. 93.381.97.03  
teyder@teyder.com www.teyder.com