

Singapur

Teyder S.L. presenta su nueva SILLA ELÉCTRICA SINGAPUR (1465SE)



Teyder S.L. amplía su gama de productos para cubrir mejor las necesidades de sus clientes.

- Silla eléctrica de 6 ruedas fácil de maniobrar y con gran estabilidad.
- El diseño de la rueda central permite una gran maniobrabilidad en interiores y la hace muy estable en exteriores y terrenos irregulares.
 - Lleva 2 motores que le dan más potencia y autonomía.
 - La suspensión delantera y trasera hacen su manejo más confortable.
 - La altura y anchura de los reposabrazos son ajustables, el respaldo reclinable y la altura del asiento regulable mediante el joystick, permitiendo acceder a zonas altas.

Especificaciones Técnicas

Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	28 kms
Radio de giro	50 cms
Motor	160W-520W
Batería	12V / U1 x 2 pcs- 50AH
Rueda delantera y trasera	6" x 2"
Rueda central	10" x 2"
Frenos	inteligente, regenerativo,



Merits, empresa pionera en la fabricación de productos de alta calidad, y Teyder, han establecido un acuerdo de comercialización de productos bajo la marca Teyder&Merits. Con este acuerdo Teyder, incrementa y complementa la gama de productos textiles que viene fabricando desde 1988, mejorando así la oferta y el servicio a todos sus clientes.

Teyder, S.L. C/Tibidabo 44-52 Tel. 93.381.90.11 Fax. 93.381.97.03
teyder@teyder.com www.teyder.com